

BlueLine Series



BlueLine Uit bed detectie

BlueLine Series

BlueLine Uit bed detectie

De BlueLine Uit bed detectie is ontworpen voor zorginstellingen en ziekenhuizen waarbij het van belang is dat men op tijd detecteert dat de cliënt uit bed gaat.

Het BlueLine systeem is betrouwbaar en flexibel waardoor het systeem toekomstvast is.

De BlueLine Uit bed detectie is zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig in te zetten en direct klaar voor gebruik.

De oplossing is MUG gecertificeerd waardoor flexibiliteit, service en de keten zijn gewaarborgd.

Met de BlueLine Uit bed detectie Service worden u en uw organisatie volledig ontzorgd.

Meer veiligheid voor cliënt

Verminderd valincidenten

Meldingen op GSM, Dect etc

Integratie huidige systemen

Systeem is uitbreidbaar

- *locatiebepaling
- *dwaaldetectie
- *toegangscontrole
- *zorgdomotica
- *alarmcentrale

Totale service en onderhoud

BlueLine

Uit bed detectie



De BlueLine Uit bed detectie detecteert dat een bewoner, cliënt of patiënt het bed wil verlaten. De verpleging kan alert reageren op de alarmmelding. Zo wordt voorkomen dat iemand onverhoopt ten val komt of gaat dwalen. Voor bewoners, cliënten en patiënten betekent dit meer veiligheid en vrijheid.

Door de BlueLine Uit bed detectie eenvoudig onder of naast het bed te plaatsen krijgt de verpleging met de BlueLine Uit bed detectie een flexibele extra hulp voor het uitvoeren van de zorgtaken.



Specificaties

GSM

Frequentie	850/900/1800/1900MHz	GPRS	Klasse 12, TCP/IP
------------	----------------------	------	-------------------

Algemeen

GSM antenne	Intern	Batterij	600mAh/3,7V
LED indicator	Groen	Kleur	Wit
Formaat	197(L)x133(B)x39(H)mm	Gewicht	750g
Operationeel temperatuur	-20C - +60C	Operationeel vochtigheid	5% - 95%
Operationeel voltage	220/230vDC	Scanhoek	90 graden
Actieradius	6 meter		